

Hygiene-Spezial

Fa. Miele

Thermodesinfektor PG 8581

Inkl. W-LAN Modul und ECODry-Funktion

Miele



- Unterbau oder Standgerät mit Deckel
- Zwei integrierte Dosierpumpen für flüssige Medien
- Große Aufbereitungskammer
- 400 V Stromanschluss

Angebotspreis

- Thermodesinfektor PG 8581 AW/AD/LD/LAN
- Ethernet-/W-LAN Modul XKM 3200 WL LMD
- Außenverkleidung: weiß

nur 6.950,00 €

Weiteres Zubehör und Dokumentation nach individueller Beratung

Vorteilspaket Dent 1

Mit Aufbereitung von Hand- und Winkelstücken

nur 2.300,00 €

Profitieren Sie bis zum 30.06.2023
zusätzlich von der
Miele Cashback-Aktion

Verlängert bis 30.11.2023

Fa. Miele

Thermodesinfektor PWD 8531

Auftischgerät

Thermodesinfektoren PWD 8531

- Leistung/Charge: Kammergröße ist auf den Bedarf kleiner Praxen abgestimmt z. B. 6 Übertragungsinstrumente und 6 Absauger sowie weiteres Spülgut
- Kompakte Bauform und flexible Platzierung als Auftisch-Variante
- „Touch on Glass“ Bedienung mit Direktwahltasten und 4"-Farbdisplay
- Integrierte Heißlufttrocknung DryPlus mit HEPA Filter
- Zwei integrierte Dosierpumpen für flüssige Medien
- Integrierter Wasserenthärter
- 230 V Stromanschluss
- Weitergabe der Prozessdaten an eine Dokumentationssoftware oder Ausgabe an einen Drucker (optional)



Zuzüglich individuell benötigter
Korbausstattung und Dokumentation

Angebotspreis

nur 6.649,00 €

Fa. Euronda

E10 B Autoklav

Eurondas schnellste Sterilisation

Euronda®

- Touch-Display mit einfacher Anwendung
- Stand-Alone-Betrieb oder Wasseranschluss
- E-Light Lichtsystem
- E-Help Programmassistent
- E-Timer Startprogrammierung
- E-Backup Wartungsunterstützung
- Sichere B-Zyklen als Standard, N- und S-Zyklen zuschaltbar
- Freigabe und Speicherung im Gerät
- Sterilisationsprotokoll als PDF
- Etikettendrucker integriert (Option)
- Datenübertragung per LAN inklusive, WLAN optional
- Unterstützung externer Hygiene-Software
- Dokumentationssoftware kostenfrei inklusive



Aktionspaket

Bestehend aus:

- Autoklav 18 Liter Version
- Stand Alone nur 230 V Steckdose nötig
- Traygestell
- Aluminiumtrays gelocht 5 x

Angebotspreis

nur 5.890,00 €

Fa. Euronda

EUROSEAL Valida

Balkensiegelgerät

- Normenkonforme & validierbare Siegelprozesse
- Wartungsarme Schweißtechnik
- Intuitiver Touch-Screen
- Bis zu 50% energiesparender als vergleichbare Geräte
- Folienversiegelung bis 31 cm Breite
- Dokumentation & Freigabe - inklusive
- Benutzerverwaltung - inklusive
- Programm Sealcheck/Peeltest - inklusive
- Schnelle Ethernet PC-Verbindung - inklusive
- SD-Speicherkarte - inklusive
- Variabler Doppel-Rollenhalter - inklusive
- Datenübertragung WLAN auf PC, Tablet oder Smartphone - optional



Aktionspaket

Bestehend aus:

- EUROSEAL Valida
- Rollenhalter

Folien

- Eurosteril Sterilisationsfolie 5 cm / 200 m Rolle
- Eurosteril Sterilisationsfolie 7,5 cm / 200 m Rolle
- Eurosteril Sterilisationsfolie 10 cm / 200 m Rolle

Siegelnahttest

- 100 Testbögen

Angebotspreis

nur 1.149,00 €

Fa. W&H

LISA REMOTE PLUS ioDent®

Wasserdampfsterilisator Typ B

für die sichere Sterilisation von Hohlkörpern und festen sowie porösen Produkten nach EN 13060

PEOPLE HAVE PRIORITY



- Hoher Bedienkomfort durch Farbtouchscreen und intelligenter Menüstruktur
- EliSense-Technologie zur Optimierung des täglichen Workflows via LED-Indikatoren
- EliTrace-Technologie zur Rückverfolgung des Sterilisationsprozesses bis zum einzelnen Instrument und Anwender
- Hohe zusätzliche Sicherheit durch Wi-Fi und Mobile App zur Echtzeitfernüberwachung
- Patentierte Eco Dry + Technologie zur Verringerung der Zykluszeit (30 min. bei Ø Beladung von 2 kg)
- Schnellzyklus für Handstücke
- Programmierbarer Zyklusstart
- Lisa Remote Plus ioDent®: Monitoringsystem ioDent® Intelligent Assist: kürzere Reaktionszeiten durch Servicepartner und weniger Ausfallzeiten der Sterilisatoren dank Ferndiagnose
- Lisa Remote Plus ioDent®: Weniger Dokumentation auf Papier und vollautomatische Zyklusdokumentation mit Speicher in der Cloud



Aktionspaket

Bestehend aus:

- Lisa Remote Plus ioDent® - 17 Liter
- ioDent® Feature
- Remote WiFi-Kit
- Drehbarer Trayträger, 5 Aluminiumtrays, Ablassschlauch
- Trayhalter, 8 GB USB-Stick, Türöffner
- Werksprüfung, Helix Test Starter-Kit

Wasseraufbereitung

- Multidem C27

Angebotspreis für
Aktionspaket

Preis auf Anfrage

Fa. W&H

Assistina One

Die erste Wahl für die Pflege zahnärztlicher Übertragungsinstrumente wie Handstücke, Luftmotoren und Luft-Scaler.

Neu



Vorteile im Überblick:

- Kürzere Wiederaufbereitungszeit: Ölpflege und Reinigung des Spraykanals in lediglich 18 Sekunden. Das ist halb so lange wie bei der Assistina 301plus.
- Quick Connect by W&H: Das innovative Schnellanschlusssystem beschleunigt und vereinfacht den Wechsel zwischen verschiedenen Handstücken.
- Einfaches Management von Verbrauchsmaterialien: neues ONE Care Set mit HEPA-Filter, Activefluid und Service Oil F1, damit es beim Befüllen und bei der Nutzung von Verbrauchsmaterialien anderer Anbieter als W&H nicht zu Fehlern kommt.
- Intuitive Benutzerfreundlichkeit: dank One-Touch-Starttaste und unkomplizierter Anzeige von Flüssigkeitspegeln.
- Leichte Reinigung: Das neue Design garantiert Zeitersparnis und bessere Ergebnisse
- Gleicher Luftanschluss wie bei Assistina 301 plus

Einführungspreis auf Anfrage

Fa. Melag

Vacuklav 40 B+ Evolution

Der Premium Schnell-Autoklav – neu mit DRYtelligenz

- **Festwasseranschluss**
- Kesseltiefe 35 cm
- Volumen 18 Liter

Aktionspaket: Festwasseranschluss

Bestehend aus:

- Vacuklav 40 B+ Evolution
- Tablett schmal 2 x
- Tablett 6x
- Halterung
- MELAcontrol Pro Helixtest

Dokumentation:

- MELAflash CF-Card
- MELAflash CF Kartenlesegerät

Wasseraufbereitung

- MELAdem 40
- Wasserabzweig für MELAdem 40

**Aktionspaket
Vacuklav 40 B+
nur 8.990,00 €**



Aktionspaket: Stand-alone

Bestehend aus:

- Vacuklav 41 B+ Evolution
- Tablett schmal 2 x
- Tablett 6x
- Halterung
- MELAcontrol Pro Helixtest

Dokumentation:

- MELAflash CF-Card
- MELAflash CF Kartenlesegerät

Vacuklav 41 B+ Evolution

- **Stand-alone** (zur Installation ist nur eine Steckdose erforderlich)
- Kesseltiefe 35 cm
- Volumen 18 Liter

**Aktionspaket
Vacuklav 41 B+
nur 8.750,00 €**



Thomas-Dentalgeraete.de
Ihr Spezialist für Siemens mit Markenisierung

Alle Preise in € zzgl. der am Tag der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer.
Lieferfähigkeit des Herstellers Voraussetzung. Für Druckfehler keine Haftung – Irrtum vorbehalten.
Aktionspreise sind nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Abbildungen beinhalten Sonderzubehör.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Dental-Depot Spörrer e.K.* Ludwig-Hüttner-Str. 19 * 95679 Waldershof

☎ 0 92 31 / 97 34 84-0

e-mail: info@spoerrers-dental.de

www.spoerrers-dental.de