

## ULTRADENT Behandlungseinheiten

ULTRADENT

Dental-Medizinische Geräte GmbH & Co. KG

### Kompaktplatz U 1302 / U 742 / UD 2015

Das zuverlässige Allround-Talent

#### Zahnarztelement: U 1302

Bodenmontierter Schwebetisch mit Ablage für 2 Normtrays, Digital-Anzeige, alle Funktionen werden über den Fußanlasser und Display gesteuert bzw. abgerufen. Leistungseinstellung 10,20,30...100%, Fix-Taste, Spraywasserheizung, Sprayeinrichtung für alle Antriebe rücksaugfrei, Spanbläseeinrichtung für alle Turbinen- und Motoreinrichtungen. 5 Ablageköcher. Bedienung Schalenspülung und Mundglasfüller, Wassereinheit, Stuhlbedienung und Stuhlprogramme, Klingel-Taste, RKI-Spülung.

#### Wassereinheit: U 742

Stuhlmontierte Wassereinheit mit Platzwähler (Saugstromventil), abnehmbare Keramikschale weiß, Mundglasfüller und Schalenspülung. Vorbereitet für Einbau von Separierautomatik oder Amalgamabscheider.

#### Versorgungselement:

Mit Zentralschalter, Warmwasserheizung, Schwachstromversorgung.

#### Patientenstuhl: UD 2015

Mit glattem und weichem Polster, Auf- und Abbewegung, Kippung der Rückenlehne, automatische Kompensationsbewegung der Rückenlehne (Trendelenburgbewegung), Kreuzfußschalter integriert zur Stuhlbewegung und Programmabruf, 5 Positionen programmierbar (Behandlungsposition 1-3, Spül- und Ausstiegsposition), wahlweise ausziehbare und schwenkbare Kopfstütze mit U-Polster (magnetisch), schmale oder breite Rückenlehne, drei Sicherheitsabschalter. Kurze Grundplatte und Stuhlpolster.

### Ausstattung:

#### Zahnarztelement U1302

- 1 Mehrfunktionsspritze mit Heizung
- 1 Lichtturbineneinrichtung LED
- 1. KL7S LED Mikromotor
- 2. KL7S LED Mikromotor
- 1 ZEG SLIM Newtron ohne Licht
- Fußanlasser F 10 kabelgebunden

#### Wassereinheit U 742

- Assistenzelement Einsteiger
- Großer und kleiner Sauger
- Mundspülbeckenventil mit Platzwähler
- Selektivsystem
- Warmwasserversorgung für Mundglasfüller
- Druckwasserflasche (DVGW)

#### Patientenstuhl UD 2015

- Trendelenburgbewegung
- Kopfstütze ALLE

#### OP-Leuchte

- Solaris 2 LED 50.000 Lux

Weitere Ausstattung auf Anfrage!



**Aktionspreis:**

nur **28.990,00 €**  
UVP: 39.316,00 €

**Angebotspreis ist gültig für Bestellung bis zum 16.03.2019**

**Inklusive Frühbucherrabatt und IDS 2019 Quickstartrabatt**

Preiserhöhung erfolgt ab 01.04.2019

# Premium Kompaktplatz E-matic

## Das innovative Zahnarztgerät

### Zahnarztelement: E-matic

Parallelverschiebung mit pneumatischem Antrieb, Ablage für 2 Normtrays, microprozessorgesteuert mit Farbdisplay 7" (Touch Screen). Drehmomentsteuerung bei KL 7 S – Motoren. Vier programmierbare Benutzerebenen, alle Funktionen können eingegeben, abgespeichert und auf dem Display dargestellt werden, Leistungseinstellung, Antriebe, Stuhlbedienung und Stuhlprogramme, Bedienung Schalenspülung und Mundglasfüller, Wassereinheit, Klingel und Türöffner, Spraywasserheizung, Sprayeinrichtung für alle Antriebe rücksaugfrei, Spanbläsereinrichtung für alle Turbinen- und Motoreinrichtungen, 6 Ablageköcher mit herausnehmbaren, autoklavierbaren Köchern, zentrale Lichtversorgung für Antriebe, RKI-Spülung.

### Wassereinheit: U 743

Stuhlmontierte Wassereinheit mit Platzwähler (Saugstromventil), abnehmbare Keramikschale weiß, Mundglasfüller und Schalenspülung. Vorbereitet für Einbau von Separierautomatik oder Amalgamabscheider.

### Versorgungselement:

Mit Zentralschalter, Warmwasserheizung, Schwachstromversorgung.

### Patientenstuhl: UD 2022

Mit glattem und weichem Polster, Auf- und Abbewegung, Kippung der Rückenlehne, automatische Kompensationsbewegung der Rückenlehne (Trendelenburgbewegung), Kreuzfußschalter integriert zur Stuhlbewegung und Programmabruf, 5 Positionen programmierbar (Behandlungsposition 1-3, Spül- und Ausstiegsposition), wahlweise ausziehbare und schwenkbare Kopfstütze mit U-Polster (magnetisch), schmale oder breite Rückenlehne, zwei Sicherheitsabschalter.

## Ausstattung:

### Zahnarztelement E-matic - U 6000

- 1 Mehrfunktionspritze mit Heizung
- 1 Lichtturbineneinrichtung LED
- 1. KL7S LED Mikromotor
- Fußanlasser F 10 kabelgebunden

### Wassereinheit U 743

- Assistenzelement Premium
- Großer und kleiner Sauger
- Mundspülbeckenventil
- DVGW-Trennstrecke, Permanent-/ Intensiventkeimung

### Traytisch U651

- für zwei Normtrays

### Patientenstuhl UD 2022

- Trendelenburgbewegung
- Kopfstütze ALLE

### OP-Leuchte

- Solaris 2 LED 50.000 Lux

Weitere Ausstattung auf Anfrage!

Parallelverschiebung  
(vergleichbar mit M1)



Aktionspreis:

nur 38.400,00 €

UVP: 53.927,00 €

**Angebotspreis ist gültig für Bestellung bis zum 16.03.2019**

**Inklusive Frühbucherrabatt und IDS 2019 Quickstartabatt**

Preiserhöhung erfolgt ab 01.04.2019

Alle Preise in € zzgl. der am Tag der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer.

Lieferfähigkeit des Herstellers Voraussetzung.

Für Druckfehler keine Haftung – Irrtum vorbehalten.

Aktionspreise sind nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Abbildungen beinhalten Sonderzubehör.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Dental-Depot \* R. Spörrer e.K.\* Ludwig-Hüttner-Str. 19 \* 95679 Waldershof



0 92 31 / 97 34 84-0 FAX: 0 92 31 / 97 34 84 90

e-mail: info@spoerrerr-dental.de www.spoerrerr-dental.de