

Thomas m1 Modernisierung

Gültig bis zum 31.08.2018

Thomas m1

Erneuert werden

- **Stuhlunterteil**
 - Getriebemotore für Hub-Funktion sowie alle Platinen, Kabel, Schläuche und Steuerungen
 - Lampenadapter komplett aus Stahl
 - Thomas-Bottlesystem zum Entkeimen und Entkalken sowie für DIN EN 1717
- **Stuhloberteil**
 - Getriebemotor für Lehnen-Funktion sowie alle Kabel
- **Kopfstütze**
 - Platine, Taster und Gummitteile sowie alle Kabel und Steckverbinder
- **Speifontäne**
 - komplett mit Helferinelement, Schlauchablage, selektiv gesteuerte Saugschläuche
- **Bestückung**
 - 1 x Mehrfunktionsspritze Faro 3F
 - 1 x großer Sauger mit 90° Bogen
 - 1 x kleiner Saugschlauch
- **Arztelement**
 - komplett mit Träger
- **Bestückung**
 - 1 x Mehrfunktionsspritze Faro 3F
 - 1 x Lichtturbineneinrichtung (Standard 4-Loch)
 - 2 x Lichtmikromotor Bien-Air MX2 LED kollektorlos (100 - 40.000 U/min)
 - 1 x Ultraschall ZEG mit LED
 - Die Bedienung und das Handling bleiben weitgehend identisch zum Original
 - Die Verkleidungen der Einheit werden teilweise durch Neuteile ersetzt oder neu lackiert (außer dem alten Tray und der alten OP-Leuchte) Standardfarbe ist **RAL 9003** (andere Farben gegen Aufpreis)
 - Das Stuhlpolster wird auf Wunsch erneuert (gegen Aufpreis)

Optionen zur Modernisierung

Ausstattung Speifontäne

- Dürr Mundspülbeckenventil für Nassabsaugung
- Dürr Amalgamabscheider CAS1
- Dürr Separierung CS1

OP-Leuchte

- Faro MAIA LED 35.000 Lux
- Faro ALYA LED 50.000 Lux

Doppeltray

- Tragkraft 3 kg
- Gelenke und Rohre aus Metall

Weitere Zusatzausstattung auf Anfrage möglich!



Thomas m1 Modernisierung

**Besuchen Sie unsere Ausstellung
und überzeugen Sie sich selbst!**

**Packagepreis:
nur 18.750,00 €**

Alle Preise in € zzgl. der am Tag der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer.

Lieferfähigkeit des Herstellers Voraussetzung.

Für Druckfehler keine Haftung – Irrtum vorbehalten.

Aktionspreise sind nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Abbildungen beinhalten Sonderzubehör.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Dental-Depot * R. Spörrer e.K.* Ludwig-Hüttner-Str. 19 * 95679 Waldershof



0 92 31 / 97 34 84-0

FAX: 0 92 31 / 97 34 84 90

e-mail: info@spoerrer-dental.de www.spoerrer-dental.de